



...für Kronen und Brücken...

CAD/CAM-Dental-Rohlinge

**EMF/NEM-Legierung für Kronen und Brücken in diversen Geometrien
olympiareif – aus freibleibendem Vorrat**

ANKATIT-Discobal:

EMF/NEM - CoCr - Dental - Rohlinge aus ANKATIT - U

Gegossene und seit 1992 bewährte Aufbrennlegierung mit defektfreiem HIP-Gefüge, allseitig geschliffen

ANKATIT

DIN EN ISO 13485
93/42/EWG Anhang V
CE 0483

Dichte (g/cm ³):	8,2
Vickershärte (HV 10 g/b):	280
Löslichkeit (µg/cm ² x7d):	<100

Richtwerte der Legierungselemente in Massen-%:

weitere Elemente unter 1%	
C	–
Co	62,3
Ni	–
Fe	–
Cr	25,2
Mo	6,0
W	5,0
Si	–
Mn	–

mittl. lin. WAK: 25 °C - 500 °C	14,1
(10 ⁻⁶ K ⁻¹) 25 °C - 600 °C	14,5

U

CoCrMo-Aufbrenn-
legierung f. hoch-
schmelz. Keramik

